



Élastomères



Experts in Orthodontics

05

GC

Sommaire Élastomères

Chaînettes élastomériques de couleur	171
Élastiques intra et extra-oraux Orchestra elastics	172
Chaînette élastomérique japonaise « GC Ortho Chain »	173
Ligatures élastomériques GC Ties	173
Séparateurs	174
Fils élastomériques creux et pleins	174
Tubes de protection pour arcs	175



Chaînettes élastomériques de couleur

Disponibles dans une grande variété de couleurs qui restent stables dans le temps, nos chaînettes de couleur, d'espacements court ou long, sont vendues par bobine de 4,5 m.



	Couleurs	Courtes	Longues
■	Argent	88-1001-0000	88-3001-0000
■	Perle	88-1002-0000	—
□	Transparent	88-1003-0000	88-3003-0000
■	Bleu	88-1004-0000	88-3004-0000
■	Rouge	88-1005-0000	—
■	Vert	88-1006-0000	88-3006-0000
■	Noir	88-1007-0000	88-3007-0000
□	Blanc	88-1008-0000	—
■	Rose	88-1009-0000	—
■	Mauve Métallisé	88-1010-0000	—
■	Bleu Métallisé	88-1011-0000	—
■	Rouge Métallisé	88-1012-0000	—
■	Lavande	88-1013-0000	88-3013-0000
■	Fuchsia	88-1014-0000	—
■	Jaune	88-1015-0000	—
■	Orange	88-1016-0000	88-3016-0000
■	Bleu Marine	88-1017-0000	—
■	Bleu Clair	88-1018-0000	88-3018-0000
■	Marron	88-1019-0000	—
■	Gris	88-1020-0000	88-3020-0000
■	Bleu Fluo	88-1021-0000	—
■	Or Métallisé	88-1022-0000	88-3022-0000


Élastiques intra et extra-oraux Orchestra elastics



Notre gamme d'élastiques intra et extra-oraux est fabriquée à partir des meilleurs latex de qualité médicale supérieure.

La force indiquée correspond à celle développée par l'élastique quand il est étiré à trois fois son diamètre. Les sachets d'élastiques intra-oraux contiennent 5000 élastiques. Les sachets d'élastiques extra-oraux contiennent 2500 élastiques. 1 petit instrument en plastique est fourni dans chaque sachet pour faciliter le placement des élastiques. Les références en blanc dans le tableau, correspondent aux élastiques sans latex.

				EXTRA-ORAL
Taille \ Force	2.5 oz (70,88 g)	4.0 oz (113,40 g)	6.0 oz (170,10 g)	8,5 oz (240, 98 g)
3 mm (1/8")	85-0321-0000 Harp	85-0331-0000 Xylophone	85-0341-0000 Tuba	
4 mm (3/16")	85-0421-0000 Tambourine	85-0431-0000 Piano	85-0441-0000 Trumpet	85-0461-0000 Trombone
4 mm (3/16") (sans latex)		85-0430-0000 Jazz (sans latex)	85-0440-0000 Rock-n-Roll (sans latex)	
6 mm (1/4")	85-0621-0000 Oboe	85-0631-0000 Flute	85-0641-0000 Baritone	85-0661-0000 French Horn
6 mm (1/4") (sans latex)		85-0630-0000 Hip-Hop (sans latex)	85-0640-0000 Classical (sans latex)	
8 mm (5/16")	85-0821-0000 Cello	85-0831-0000 Clarinet	85-0841-0000 Saxophone	85-0861-0000 Guitar
10 mm (3/8")	85-1021-0000 Cymbals	85-1031-0000 Tympani		85-1061-0000 Violin



Chaînette élastomérique japonaise « GC Ortho Chain »

De haute densité et fabriquée à partir de matériaux d'une grande pureté, elle est découpée avec précision et les espaces entre chaque anneau sont strictement identiques. Tout au long de son action, elle développe une force légère et continue, critères reconnus pour des mouvements dentaires optimaux.

Elle est disponible en gris ou en transparent, en bobine de 2 m.

Description	Référence
GC Ortho Chain Transparente Courte	86-1010-0000
GC Ortho Chain Transparente Medium	86-1020-0000
GC Ortho Chain Transparente Longue	86-1030-0000
GC Ortho Chain Grise Courte	86-2010-0000
GC Ortho Chain Grise Medium	86-2020-0000
GC Ortho Chain Grise Longue	86-2030-0000



Ligatures élastomériques GC Ties

Sans latex, les ligatures GC Ties vous permettront, d'effectuer un changement des arcs haut et bas avec une seule barrette.

La qualité du polyuréthane permet à ces ligatures de récupérer 90 % de leur forme initiale après étirement.

Elles sont vendues par sachet de 50 barrettes de 20 ligatures.

Diamètre: .120"

Argent	87-1201-0000	Lavande	87-1213-0000
Perle	87-1202-0000	Fuchsia	87-1214-0000
Transparent	87-1203-0000	Jaune	87-1215-0000
Bleu	87-1204-0000	Orange	87-1216-0000
Rouge	87-1205-0000	Bleu Marine	87-1217-0000
Vert	87-1206-0000	Bleu Clair	87-1218-0000
Noir	87-1207-0000	Marron	87-1219-0000
Blanc	87-1208-0000	Gris	87-1220-0000
Rose	87-1209-0000	Bleu Fluo	87-1221-0000
Mauve Métallisé	87-1210-0000	Or	87-1222-0000
Bleu Métallisé	87-1211-0000	Transparent Fluo	87-1223-0000
Rouge Métallisé	87-1212-0000	Dent	87-1224-0000



Séparateurs

Sans latex. D'une grande résistance et avec effet mémoire, ces séparateurs sont idéaux pour créer des espaces entre les molaires. Vendus par 960.

Description	Référence
Séparateur radio opaque	89-1602-0000

Fils élastomériques creux et pleins



Nos fils élastomériques creux ou pleins sont disponibles en deux diamètres, .025" et .030". Bobines de 15 m.

Fils Creux:	Références
.025" Gris	89-4325-0000
.025" Clair	89-3325-0000
.030" Clair	89-3335-0000

Fils Pleins:	Références
.025" Gris	89-4125-0000
.025" Clair	89-3125-0000
.030" Gris	89-4135-0000
.030" Clair	89-3135-0000

Fibre solide avec traitement de surface	P/N
.025" Clear	89-3222-0000
.025" Grey	89-4222-0000
.030" Grey	89-4232-0000



Tubes de protection pour arcs

Bobines de 3m.

Pour arcs jusqu'à .018"	Références
Gris	89-4311-0000
Clair	89-3311-0000

Pour arcs jusqu'à .021" x .027"	Références
Gris	89-4321-0000
Clair	89-3321-0000

Pour Arcs de .045"	Référence
Gris	89-4341-0000

