



Instruments



Experts in Orthodontics

05

GC

Sommaire Bagues

Instruments Hu-Friedy	199
Pinces coupantes distales	200
Pinces coupantes	200
Pinces Utilitaires	201
Pinces Linguales	202
Pinces à Plier	203
Pinces à Plier (suite)	204
Instruments	204
Précelles	205
Pince mosquito et pince Mathieu	205
Laboratoire	205
Instruments auto-ligaturants	206
Stérilisation	206



Instruments Hu-Friedy



Tous ces instruments de précision qui sont fabriqués pour la médecine dentaire ont un point commun : dans le cadre d'un procédé de fabrication en plusieurs phases, chaque instrument est meulé à partir d'une pièce brute, aiguisé et poli avec les technologies de production les plus modernes, et soumis à une succession de contrôles de qualité extrêmement stricts pendant tout le cycle de production.

En touche finale, ces instruments passent entre les mains expertes et les yeux affûtés de techniciens expérimentés. Ces produits sont usinés dans un alliage d'acier inoxydable spécial contenant un pourcentage élevé de chrome et de carbone: l'Immunity Steel® développé par Hu-Friedy.

Grâce à cet acier, la précision du meulage reste intacte, même après de longues périodes d'utilisation. Un procédé de fabrication spécial breveté, avec un processus de durcissement en trois phases, assure aux instruments une longue durée de vie et une qualité constante.



Pinces coupantes distales



50-0678-1010

Pince coupante distale de sécurité.

Max .021" X .025"



50-0678-101L

Pince coupante distale de sécurité. Manches longs.

Max .018" X .025"



50-0678-1130

Pince coupante distale de sécurité. Fine.

Max .021" X .025"

Pinces coupantes



50-0678-1030

Pince coupante gros fils angulée 15°.

Max .022" X .028"



50-0678-1040

Pince coupante gros fils.

Max .022" X .028"



50-0678-1070

Pince coupante pour ligatures et micro pins

Max .012"



50-0678-107L

Pince coupante pour ligatures et micro pins.

Manches longs. Max .012"



50-0678-5000

Mini-pince coupante pour ligatures. Fine .

Max .012"



Pinces Utilitaires



50-0678-2000

Pince Weingart ultra-fine



50-0678-2010

Pince Weingart. Mors coniques angulés à 32°. Fine



50-0678-201L

Pince Weingart. Mors coniques angulés à 32°. Fine. Manches longs.



50-0678-2020

Pince Weingart polyvalente. Mors striés Fine.



50-0678-2060

Pince à ôter la colle. Contre-appui plastique

50-0678-014A

Lame de rechange

50-0678-0010



50-0678-2070

Pince à débayer mors longs.

Contre-appui plastique

50-0678-0140/0360



50-0678-2080

Pince à débayer mors courts.

Contre-appui plastique

50-0678-0140/0360



50-0678-2100

Pince à poser les séparateurs



50-0678-2190

Pince droite à déposer les brackets



50-0678-220L

Pince angulée à déposer les brackets (manches longs)

Pinces Linguales



50-0678-7000

Pince coupante distale
linguale



50-0678-7010

Pince coupante linguale
pour ligatures



50-0678-7020

Pince Weingart linguale



50-0678-7029

Pince Weingart linguale,
90°



50-0678-7030

Pince à déposer les
brackets Linguaux



50-0678-7045

Pince à plier le NiTi en
distal avec vis de blocage



50-0678-7050

Pince Mathieu Linguale



50-0678-7060

Pousse-ligature lingual



50-0678-7070

Pousse-ligature lingual
Forme en U



Pinces à Plier



50-0678-3020

Pince 3 becs



50-0678-3220

Pince 3 becs pour NiTi



50-0678-3260

Pince bec d'oiseau
(Effilée)



50-0678-3040

Pince bec d'oiseau



50-0678-3050

Pince bec d'oiseau longue,
pour fil fin, avec rainure



50-0678-3070

Pince de Tweed 442
rectangulaire



50-0678-3090

Pince à former les arcs
linguaux



50-0678-3100

Pince Hollow Chop
"de la Rosa"



50-0678-3170

Pince Hollow Chop
"de la Rosa". Mors courts

Pinces à Plier (suite)



50-0678-3240

Pince Tweed Loop
Old Style



50-0678-5020

Pince à plier distale
"Requin Marteau". Fine



50-00SD-1302

Pince à sertir stops et
crochets angulée

Instruments



50-O678-FELD

Sonde/Pousse ligature



50-0678- BPS1

Instrument Shure



50-0678-LDG2

Pousse ligature double



50-0678-MHE6

Manche / Unité

50-0678-M4CO

Miroirs / Par 12



50-HSL2-4752

Pied à coulisse



50-SD18-7900

Jauge de hauteur pour
brackets .018"



50-SD22-7900

Jauge de hauteur pour
brackets .022"



Précelles



50-0678-2120
Précelle à brackets



50-0678-5040
Précelle à brackets fine



50-0678-212M
Précelle à brackets
mords étroits



50-0678-5050
Précelle à tubes molaires

Pince mosquito et pince Mathieu



50-0678-H400
Pince Mosquito



50-NH50-74E0
Pince Mathieu



50-SD00-64TC
Pince Mathieu



50-SD00-8015
Pince Mathieu SMAHA slim

Laboratoire



50-00SD-3140
Pince de Young



50-00SD-5050
Pince d'Adams



50-00SD-2000
Pince 3 becs Aderer



50-00SD-1010
Pince Coupante Gros Fils
.045"

Instruments auto-ligaturants



50-0030-0000

Open Tool, pour ouvrir les brackets EXPERIENCE soit par la face (côté crochet) soit par le bord gingival avec la sphère évidée.



50-1030-0000

C-Tool, pour ouvrir le bracket EXPERIENCE C en toute sécurité par son bord gingival.



50-2030-0000

M-Tool pour ouvrir le bracket EXPERIENCE metal en toute sécurité par son bord gingival.



50-2130-0000

MEM-Tool permet d'ouvrir le clip par un simple mouvement de torsion, quand vous avez placé la lame devant la gorge du bracket.



50-2132-0000

Instrument universel EXPERIENCE qui facilite l'ouverture du clip du bracket et l'insertion de l'arc avec sa double fourchette

Stérilisation



50-0040-0620

Gants de protection (Chimique et perforation) Taille M



50-0678-ILSO

Spray anti corrosion (à appliquer après nettoyage)



50-0678-IPSO

Spray lubrifiant pour axe de pince



50-0000-ORT1

Cassette de Stérilisation