



Instrumente



Experts in Orthodontics

05

***GC***

## Übersicht Instrumente

---

Instrumente Hu-Friedy	199
Distalschneidezangen	200
Seitenschneider	200
Multifunktionszangen	201
Linguale Instrumente	202
Drahtbiegezangen	203
Instrumente	204
Bracketpinzetten	205
Mosquitoklemme und Nadelhalter Mathieu	205
Laborprodukte	205
Instrumente für SL Brackets	206
Sterilisation	206



## Instrumente Hu-Friedy



Bei dem Großteil unseres Angebotes vertrauen wir auf Instrumente von Hu-Friedy aus Immunity-Steel.  
Hu-Friedy und Immunity-Steel sind eingetragene Marken der Hu-Friedy Mfg. Co., LLC



## Distalschneidezangen



**50-0678-1010**

Sicherheitsdistalschneider  
Max. .021" x .025"



**50-0678-101L**

Sicherheitsdistalschneider  
Langer Griff.  
Max. .018" x .025"



**50-0678-1130**

Sicherheitsdistalschneider  
Schmal.  
Max. .021" x .025"

## Seitenschneider



**50-0678-1030**

Seitenschneider  
Schneidewinkel 15°.  
Max .022" X .028"



**50-0678-1040**

Seitenschneider  
Max. .022" x .028"



**50-0678-1070**

Seitenschneider für  
Ligaturen und Micro Pins.  
Max. .012"



**50-0678-107L**

Seitenschneider für  
Ligaturen und Micro Pins.  
Langer Griff. Max. .012"



**50-0678-5000**

Mini-Seitenschneider für  
Ligaturen  
Schmal. Max. .012"



## Multifunktionszangen



**50-0678-2000**

Weingart-Zange  
Ultra-fein



**50-0678-2010**

Weingart-Zange  
konische Griffflächen 32°  
abgewinkelt.



**50-0678-201L**

Weingart-Zange  
langer Griff  
konische Griffflächen 32°  
abgewinkelt.



**50-0678-2020**

Universal-Weingart-Zange  
geriffelte Griffflächen.



**50-0678-2060**

Zange zum Entfernen von  
Adhäsiv.

Plastikpad

**50-0678-014A**

Ersatzklinge

**50-0678-0010**



**50-0678-2070**

Zange zum Entfernen von  
Bändern.

Plastikpad

**50-0678-0140/0360**



**50-0678-2080**

Zange zum Entfernen  
von Bändern. Verkürztes  
Arbeitsende.

Plastikpad.

**50-0678-0140/0360**



**50-0678-2100**

Separierzange



**50-0678-2190**

Gerade  
Bracketentfernungszange



**50-0678-220L**

Abgewinkelte  
Bracketentfernungszange

## Linguale Instrumente



**50-0678-7000**  
Distalschneider lingual



**50-0678-7010**  
Lingualschneider für  
Ligaturen



**50-0678-7020**  
Weingart-Zange lingual



**50-0678-7029**  
Weingart-Zange lingual 90°



**50-0678-7030**  
Bracketentfernungszange  
lingual



**50-0678-7045**  
Hammerheadzange lingual  
Mit Blockierschraube



**50-0678-7050**  
Nadelhalter Mathieu  
lingual



**50-0678-7060**  
Ligaturenadapter lingual



**50-0678-7070**  
Ligaturenadapter lingual  
U-Form



## Drahtbiegegezanzen



**50-0678-3020**  
Dreifingerzange



**50-0678-3220**  
Dreifingerzange für NiTi



**50-0678-3260**  
Schnabelzange  
spitz zulaufend



**50-0678-3040**  
Schnabelzange



**50-0678-3050**  
Schnabelzange lang, für  
dünne Drähte, mit Rille



**50-0678-3070**  
Tweed-Zange



**50-0678-3090**  
Bogenformzange für  
linguale Bögen



**50-0678-3100**  
Hollow Chop-Zange  
"DeLaRosa"



**50-0678-3170**  
Hollow Chop-Zange

## Drahtbiegegezen



**50-0678-3240**  
Tweed Loop Zange.  
Old Style.



**50-0678-5020**  
Drahtbiegezange  
"Hammerhead". Schmal



**50-00SD-1302**  
Surgical hook/stop  
Quetschzange abgewinkelt

## Instrumente



**50-0678-FELD**  
Sonde/Ligaturenadapter



**50-0678- BPS1**  
Shure-Instrument



**50-0678-LDG2**  
Doppelseitiger  
Ligaturenadapter



**50-0678-MHE6**  
Griff für Mundspiegel



**50-HSL2-4752**  
Messschieber



**50-SD18-7900**  
Bracketpositionierer .018"



**50-SD22-7900**  
Bracketpositionierer .022"

**50-0678-M4CO**  
Mundspiegel Packung mit  
12 Stück





## Bracketpinzetten



**50-0678-2120**  
Bracketpinzette



**50-0678-5040**  
Bracketpinzette schmal



**50-0678-212M**  
Bracketpinzette  
Gerade Griffflächen



**50-0678-5050**  
Pinzette für  
Molarenröhrchen

## Mosquitoklemme und Nadelhalter Mathieu



**50-0678-H400**  
Mosquitoklemme



**50-NH50-74E0**  
Nadelhalter Mathieu



**50-SD00-64TC**  
Mathieu Nadelhalter



**50-SD00-8015**  
Mathieu Nadelhalter  
SMAHA schmal

## Laborprodukte



**50-00SD-3140**  
Young Drahtbiegezange



**50-00SD-5050**  
Adams Drahtbiegezange



**50-00SD-2000**  
Dreifingerzange



**50-00SD-1010**  
Seitenschneider Hartdrähte  
max. .045"

## Instrumente für SL Brackets



### 50-0030-0000

Das Experience  
Öffnungsinstrument  
Universal ermöglicht das  
Öffnen der Experience  
M+C Brackets.



### 50-1030-0000

C-Tool zum sicheren  
Öffnen des Brackets  
Experience C gingival.



### 50-2030-0000

M-Tool zum sicheren  
Öffnen des Brackets  
Experience M gingival.



### 50-2130-0000

M-Tool zum sicheren Öffnen  
des Brackets  
Experience Mini vestibulär



### 50-2132-0000

EXPERIENCE Universal  
Instrument zum Öffnen der  
EXPERIENCE mini metal  
Brackets von vestibulär. Die  
doppelte Gabel erleichtert  
das Einligieren des  
Bogens.

## Sterilisation



### 50-0040-0620

Schutzhandschuhe  
(Chemikalien und  
Perforation) Größe M



### 50-0678-ILS0

Antikorrosionsspray  
(nach der Reinigung  
aufzutragen)



### 50-0678-IPSO

Schmiermittelspray für das  
Zangengelenk



### 50-0000-ORT1

Sterilisationskassette