



Bänder



Experts in Orthodontics

05

GC

Übersicht Bänder

Sure-Snap Molarenbänder	132
A-Fit Molarenbänder	133
Sure-Snap Prämolarenbänder	134





Bänder

Wir bieten zwei qualitativ hochwertige Arten von Molarenbändern an, die beide von Tomy® Inc. in Japan hergestellt werden. Unser Angebot erfasst darüber hinaus auch Prämolarenbänder.

Beschriftung der Bänder

Sure Snap Molarenbänder



UL18

Gibt den Kiefer an
U Upper (Oberkiefer)
L Lower (Unterkiefer)

Gibt die Seite an
L Links
R Rechts

Gibt die Größe an
Größe von 1 bis 32

SUL26

Gibt den Molar an
S bedeutet zweiter Molar

Gibt den Kiefer an
U Upper (Oberkiefer)
L Lower (Unterkiefer)

Gibt die Seite an
L Links
R Rechts

Gibt die Größe an
Größe von 1 bis 30

A-Fit Molarenbänder



25UL

Gibt die Größe an
Größe von 5 bis 38

Gibt den Kiefer an
U Upper (Oberkiefer)
L Lower (Unterkiefer)

Gibt die Seite an
L Links
R Rechts

1SUL

Gibt die Größe an
Größe von 1 bis 32


Molar
S bedeutet zweiter Molar

Gibt den Kiefer an
U Upper (Oberkiefer)
L Lower (Unterkiefer)

Gibt die Seite an
L Links
R Rechts



Sure-Snap Prämolarenbänder





Sure-Snap Molarenbänder

Die Sure-Snap Molarenbänder sind an der dickeren okklusalen Seite hart und an der dünneren gingivalen Seite elastisch. Der Dickenunterschied zwischen der okklusalen und der gingivalen Seite sorgt dafür, dass:

- das Band dem Druck auf den Okklusalrand gut standhält und
- es elastisch genug ist, um den Zahnbauch gut zu umschließen (gingival).

Mit Sure-Snap Bändern verfügen Sie über eine anatomische Form für die Molaren mit gut lesbarer permanenter Markierung und aufgerauten Innenflächen für guten Halt. Die Bänder sind in 32 Größen für den 1. Molar und in 30 Größen für den 2. Molar erhältlich.

Kits Sure-Snap 1. Molar - Inhalt pro Quadrant

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1

Kits Sure-Snap 2. Molar - Inhalt pro Quadrant

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Starter												1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1	
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	16	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	

Erster Molar Oberkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 32 Größen

Erster Molar Unterkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 32 Größen

Zweiter Molar Oberkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 30 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 30 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 30 Größen

Zweiter Molar Unterkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 30 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 30 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 30 Größen



A-Fit Molarenbänder

Das A-Fit-Band hat im Prinzip dieselben vorteilhaften Eigenschaften wie Sure-Snap. Was die beiden unterscheidet, ist die höhere Krone und eine umfassendere Größenauswahl des A-Fit.

Kits A-Fit 1. Molar - Inhalt pro Quadrant

Größe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
Starter									1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2														
Intro	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Standard	1	1	1	2	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Master	2	2	2	6	8	8	8	10	12	12	12	12	12	12	10	10	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Kits A-Fit 2. Molar - Inhalt pro Quadrant

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Starter												1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	2	1	1	1

Erster Molar Oberkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 34 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 34 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 34 Größen

Zweiter Molar Oberkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 32 Größen

Erster Molar Unterkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 34 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 34 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 34 Größen

Zweiter Molar Unterkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen
 Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 32 Größen
 Kit Master: 400 Bänder sortiert, 32 Größen



Sure-Snap Prämolarenbänder

Diese Bänder entsprechen in der Fertigungsqualität den Molarenbändern.

Sie sind in drei anatomischen Formen erhältlich:

- Prämolaren Oberkiefer (32 Größen)
- 1. Prämolaren Unterkiefer (25 Größen)
- 2. Prämolaren Unterkiefer (27 Größen)

Kits Sure-Snap Prämolarenbänder Oberkiefer - Inhalt pro Quadrant

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Starter						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2						
Intro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Standard	2	2	2	2	2	4	6	6	6	6	6	8	8	10	12	14	14	14	12	10	8	8	6	6	6	4	4	4	2	2	2	2	
Master	4	4	4	6	6	10	10	14	14	16	16	16	18	18	20	22	22	22	20	18	16	16	14	14	12	12	8	8	8	4	4	4	

Kits Sure-Snap 1. Prämolarenbänder Unterkiefer - Inhalt pro Quadrant

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
Starter			2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																	
Intro	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	8	8	8	8	4	4	4	4	2	2	2	2							
Standard	2	2	2	2	4	4	8	8	8	8	10	12	12	18	18	18	18	10	8	8	8	4	4	2	2							
Master	4	4	4	6	6	8	8	14	14	18	18	24	24	36	36	36	36	24	24	16	16	8	8	4	4							

Kits Sure-Snap 2. Prämolarenbänder Unterkiefer - Inhalt pro Quadrant

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Intro						2	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
Standard						2	2	2	4	4	6	6	6	8	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	6	6	4	4	2	2	2
Master						2	4	4	6	8	10	12	12	16	20	26	28	34	34	34	28	26	20	16	14	12	10	8	6	4	4	2

Prämolaren Oberkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 22 Größen

Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 32 Größen

Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 32 Größen

Kit Master: 400 Bänder sortiert, 32 Größen

1. Prämolaren Unterkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen

Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 25 Größen

Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 25 Größen

Kit Master: 400 Bänder sortiert, 25 Größen

2. Prämolaren Unterkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 27 Größen

Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 27 Größen

Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 27 Größen

Kit Master: 400 Bänder sortiert, 27 Größen